



DHV-Newsletter

Newsletter des Deutschen Hilfsmittelvertriebs gem. GmbH
Ausgabe 02/2024

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

hier ist unser neuer Newsletter für Sie im Februar.
Eigentlich befinden wir uns ja noch tief im Winter, aber das Wetter da draußen macht mehr den Eindruck, dass der Frühling vor der Tür steht.
Die Vögel zwitschern, die Osterhasen stehen schon seit vier Wochen im Supermarkt und diese brutalen Bäume schlagen aus...

Einem ersten längerem Spaziergang steht also fast nichts mehr im Wege.
Auch wenn der Weg einmal nicht so eben ist, haben wir den richtigen Stock für Sie im Angebot.

Hoffen wir mal, dass es so bleibt und uns nicht doch noch der Winter einen eisigen Besuch bereitet!

Viele herzliche Grüße aus Hannover

Christopher Meier-Wittern
Geschäftsführer

+++++ Aus unserem umfangreichen Stock-Sortiment +++++

Neu – All-Terrain-Cane – der Stock fürs Grobe!

Dieser Stock hält alles aus, was Sie ihm unter die Kugel geben!
Der All-Terrain-Cane aus den USA ist außerordentlich stabil und belastbar. Er hält selbst Ihr Körpergewicht aus, falls sie mal stolpern oder sich vertreten. Ideal zum Wandern oder auf unbefestigten Wegen ist er ein treuer und verlässlicher Partner.
Er besteht aus einer ultrafesten Titan-Lädierung und ist vom System her ein dreiteiliger Teleskop-Faltstock.
Das Besondere ist, dass er einen sehr großen Einstellbereich im Griffstück hat. Seine Länge umfasst 130 cm bis 160 cm. Er ist mit einem stabilen Klemm-Schnapper zwischen diesen Maßen stufenlos einstellbar. Sein Packmaß zusammengefaltet beträgt 55 cm. Das Gesamtgewicht mit großer Rollkugel (55 mm) beträgt 420 g. Es können alle Spitzen zum Aufstecken verwendet werden. Ausgeliefert wird er mit einer roten 55 mm Rollkugel.
Der strapazierfähige und wasserresistente Griff hat eine Länge von 40 cm und besteht aus einem griffigem, feinporigem Mooskunststoff. Der obere Teil des Griffes hat eine Fingerauflage.
Den neuen All-Terrain-Cane gibt es nur in einer Länge, wie oben beschrieben.

Eigenschaften:

- Ultra strapazierfähiger Teleskop-Faltstock
- Dreiteilig
- Material: Titan-Lädierung
- Länge: von 130 cm bis 160 cm
- Stufenlos einstellbar
- Grifflänge: 40 cm
- Packmaß: 55 cm
- Gewicht: 420 g
- Stockspitze zum Aufstecken

Bestellnummer: 1542355

Preis: 169,00 €



Ambutech Faltstock mit Stoßdämpfung

Jeder blinde oder stark seheingeschränkte Nutzer von Langstöcken kennt die Problematik. Bei längeren oder unebenen Wegen kann es durch Stöße über den Stock dauerhaft Probleme mit den Hand-, Ellenbogen- und Schultergelenken geben.

Um diesen Beschwerden vorzubeugen, haben wir einen neuen Langstock der Marke Ambutech im Programm, der im Griffbereich einen Stoßdämpfer integriert hat. Durch diese Technik werden alle Arten von Stößen sanft abgefedert und der Stock gleitet beim Laufen leichter über kleine und gröbere Unebenheiten.

Der Stock selbst ist ein Faltstock mit bis zu fünf Teilen aus Kohlefaser. Der Griff ist mit fein gelochtem Leder bezogen und liegt sehr harmonisch in der Hand. Als Spitzen können alle bekannten Ambutech-Spitzen zum Einhängen verwendet werden. Ausgeliefert wird er mit der 33 mm-Rollspitze, wie auch die klassischen Faltstöcke aus Kohlefaser desselben Herstellers. Die Längen sind von 117 bis 152 cm in fünf Zentimeterstufen erhältlich.

Unsere ersten Tests verliefen sehr positiv und man konnte sich schon nach kurzer Zeit an die Eigenschaften des Stockes gewöhnen. Die Rückmeldung der Bodengegebenheiten bleibt praktisch unverändert, doch lernt man schnell die sanfte Dämpfung schätzen. In Verbindung mit einer großen Rollspitze mit 55 mm, bleibt man praktisch an keiner Kante mehr hängen. Vielleicht ist der neue Ambutech ja auch Ihr nächster Stock?

Bestellnummer: 1511511 bis 1511518

Preis: 164,90 €

IO Langstöcke

Der IO-Langstock stellt die Spitzenklasse zu den Themen technischer und ergonomischer Innovation dar. Nie war und ist ein Langstock leichter, widerstandsfähiger oder smarter gewesen.

Diese Eigenschaften erlebt man schon nach wenigen Schritten mit dem IO auf beeindruckende Weise. Die speziell gefertigten GEO-Rollspitzen „dur“ und „moll“ harmonisieren ausgezeichnet mit dem Stock und passen exakt zu der Charakteristik des IO. Der Stock besteht aus drei Teilen: einem Handgriff sowie zwei weiteren Segmenten. Der Griff ist nach dem Vorbild der natürlichen Handhaltung ergonomisch geformt und ist sowohl für

Rechts- und Linkshänder erhältlich. IO lässt sich durch Umklappen des Handgriffes und anschließendem Umlegen des unteren Stocksegmentes kontrolliert zusammenlegen. Im gefalteten Zustand wird der Weiße Stock magnetisch arretiert. Die unteren beiden Segmente sind durch das IO Gelenk verbunden, das bei stoßartigen Belastungen aus allen Richtungen nachgibt, und somit ein Verbiegen oder Brechen praktisch ausgeschlossen ist. Für die Tagessichtbarkeit und die Sichtbarkeit bei Dämmerung ist das untere Segment des IO mit einer speziellen Fluor-Folie in neongelb ausgestattet, für die Sichtbarkeit in der Nacht mit einer weißen Folie, die stark reflektiert. Am unteren Ende lassen sich die dazugehörigen GEO Rollspitzen einfach montieren – sowie alle handelsüblichen Rollspitzen mit 8 mm-Gewinde.

Erhältlich ist der IO in Längen von 107 cm bis 167 cm, in 5 cm Schritten, als Rechts- und Linkshänder-Variante.

Bitte nehmen Sie für Ihre persönliche Bestellung Ihres IO Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie gerne ausführlich zu diesem Produkt.

Technische Daten IO:

- Gewicht IO: 128 g bei 117 cm Länge, ohne Rollspitze
- Gewindeaufnahme IO: 8 mm-Schraubgewinde
- Material: Carbon / Kunststoff / Metall

Lieferumfang:

- Weißer Stock IO
- Transporttasche für IO
- Gebrauchsanweisung

Preis: 589,00 €

GEO Rollspitzen

GEO ist die Rollspitze für den IO. Die Rollspitze besteht aus zwei Teilen: dem Aufnahme-Adapter und der Rollspitze. Der Aufnahme-Adapter der Rollspitze verfügt über ein M8-Gewinde, das sich in das IO Stockende einfach einschrauben lässt. Mithilfe des Steckprinzips kann die GEO Rollspitze anschließend montiert werden. Ein hörbares und fühlbares Einrasten signalisiert die korrekte Montage. Zum Auswechseln der GEO Rollspitze ist kein zusätzliches

Werkzeug notwendig. Alle angebotenen Varianten der GEO Rollspitze sind untereinander kompatibel und können mit dem gleichem Aufnahme-Adapter verwendet werden.

Rollspitzen GEO, hoch

GEO hoch ist in zwei Ausführungen verfügbar, „moll“ und „dur“. Das Gewicht und das äußerliche Erscheinungsbild dieser Rollspitzen sind nahezu identisch. Der wesentliche Unterschied besteht in der Verschiedenheit des akustischen Rollverhaltens. Die GEO hoch „moll“ klingt eher ruhiger und dumpfer, wohingegen die GEO hoch „dur“ durch ein helleres und lebendigeres Klangverhalten besticht. So kann die akustische Rückmeldung des IO durch



einen Rollspitzenwechsel an das individuelle Empfinden und die jeweilige Umgebung angepasst werden.

GEO Rollspitze hoch, dur

Für ein helleres und lebendigeres Klangverhalten.

Technische Daten:

- Durchmesser: 43 mm
- Höhe: 31 mm
- 8 mm-Schraubgewinde
- Gewicht: 32 g
- Material: Kunststoff / Metall

Lieferumfang:

- Rollspitze GEO, flach
- Aufnahme-Adapter
- Montagehilfsmittel
- Gefäß mit Schmiermittel
- Gebrauchsanweisung

Bestellnummer: 1540430

Preis: 89,00 €



GEO Rollspitze hoch, moll

Für ein ruhigeres und dumpferes Klangverhalten.

Technische Daten:

- Durchmesser: 43 mm
- Höhe: 31 mm
- 8 mm-Schraubgewinde
- Gewicht: 32 g
- Material: Kunststoff / Metall

Lieferumfang:

- Rollspitze GEO, moll
- Aufnahme-Adapter
- Montagehilfsmittel
- Gefäß mit Schmiermittel
- Gebrauchsanweisung

Bestellnummer: 1540431

Preis: 89,00 €



Rollspitze GEO flach

Technische Daten:

- Durchmesser: 43 mm
- Höhe: 22 mm
- 8 mm-Schraubgewinde
- Gewicht: 23 g
- Material: Kunststoff / Metall

Lieferumfang:

- Rollspitze GEO flach
- Aufnahme-Adapter
- Montagehilfsmittel
- Gefäß mit Schmiermittel
- Gebrauchsanweisung

Bestellnummer: 1540432

Preis: 89,00 €



Aufnahme-Adapter zu den Rollspitzen

Bestellnummer: 1540435

Preis: 49,00 €

Ersatzspitzen ohne Aufnahme-Adapter

GEO-Ersatzspitze hoch, dur

Bestellnummer: 1540440

Preis: 59,00 €

GEO-Ersatzspitze hoch, moll

Bestellnummer: 1540441

Preis: 59,00 €

GEO-Ersatzspitze flach

Bestellnummer: 1540442

Preis: 59,00 €

Neu im Programm!

CAP - Transportkappe für IO

CAP ist die Transportkappe für Ihre GEO hoch oder GEO flach. Sie hält Taschen und Untergründe sauber, wenn Sie Ihre Rollspitze oder Ihren Weißen Stock IO ablegen und verstauen. CAP wird mit nur einem Klick auf die Rollspitzen GEO aufgesteckt. Eine innovative Schnappverbindung hält die Kappe so lange fixiert, wie Sie es benötigen. CAP schließt an der Rollspitze haftende Verschmutzungen ein. So verstauen Sie Ihren Weißen Stock IO sauber in Ihrer Tasche und beim Ablegen auf Tischen und Sitzbänken macht er immer einen

ordentlichen Eindruck. Weiterhin können Sie mit der CAP die gebrauchte Rollspitze GEO leicht auswechseln, ohne sie berühren zu müssen. Ist die CAP nicht im Gebrauch, kann sie im Folienbeutel aufbewahrt werden.

Eigenschaften:

- Höhe: 25 mm
- Durchmesser: 50 mm
- Material: Kunststoff
- Folienbeutel mit Druckverschluss
- Montageanleitung



Bestellnummer: 1540447

Preis: 19,00 €

LOOP, Schlaufe für IO

LOOP ist die vielseitige Schlaufe für den Weißen Stock IO. Sie dient Ihnen unter anderem als praktischer Aufhänger, sichert Ihren gefalteten IO zusätzlich beim Transport und markiert Ihre individuelle Griffposition. LOOP besteht aus lebensmittelechtem Silikon und hochwertigem Edelstahl. Sie wird durch einen einfachen Mechanismus geöffnet und geschlossen. Im geöffneten Zustand kann LOOP als Fingerschleife oder als Aufhänger verwendet werden, eine praktische Funktion im Alltag. Mit LOOP können Sie Ihren gefalteten IO für den Transport zusätzlich sichern. Weiterhin kann LOOP entlang des Handgriffs frei positioniert werden, sodass Sie Ihre bevorzugte Griffposition schnell wiederfinden. Die Farbe kann je nach individueller Vorliebe gewählt werden, LOOP ist in den Farben Schwarz, Grau und Neongelb erhältlich.

Eigenschaften:

- Länge: 175 mm
- Breite: 22 mm
- Gewicht: 8 g
- Material: Silikon / Edelstahl



Loop, Neongelb

Bestellnummer: 1540443

Preis: 39,00 €

Loop, Grau

Bestellnummer: 1540444

Preis: 39,00 €

Loop, Schwarz

Bestellnummer: 1540445

Preis: 39,00 €



FIX, Sicherung für IO

FIX ist ein optionales Sicherungselement für die Rollspitze GEO. Sie ist mit GEO hoch und GEO flach kompatibel. FIX verbindet die Rollspitze GEO stabil und sicher mit dem Weißen Stock IO, wodurch ein spontanes und unbeabsichtigtes Lösen der Rollspitze verhindert wird. Dennoch ist der Wechsel von GEO unkompliziert. Mit wenigen Umdrehungen der Aufnahme wird die Rollspitze entsichert. GEO kann somit wie gewohnt aus der Aufnahme entfernt und ausgewechselt werden. Nach erneutem Eindrehen der Aufnahme ist GEO wieder gesichert.

Eigenschaften:

- Höhe: 4 mm
- Durchmesser: 7 mm
- Gewicht: 2 g
- Material: Kunststoff
- Sicherung FIX
- Montageanleitung

Bestellnummer: 1540446

Preis: 15,00 €



Comde-Jumbo-Rollspitze, rot

Material: POM/ Metall

Farbe: Rot

Form: Ball

Durchmesser: 56 mm

Gewicht: 67 g

Bestellnummer: 1542409

Preis: 62,90 €



Comde-Jumbo-Rollspitze Longlife

Material: POM/ Metall

Farbe: Weiß

Form: Ball

Durchmesser: 56 mm

Gewicht: 67 g

Bestellnummer: 1542411

Preis: 69,90 €



Ambutech-Jumbo-Rollspitze, rot

Material: Kunststoff

Farbe: Rot

Form: Ball

Durchmesser: 56 mm
Gewicht: 69 g

Bestellnummer: 1542351
Preis: 27,90 €

Wir unterstützen Sie wie immer gerne bei allen Beantragungen bei den gesetzlichen Kostenträgern.

Einfach mit uns Ihren Stock und die gewünschten Spitzen besprechen und das Rezept einsenden.

Den Rest machen wir für Sie!
Einfacher geht es nicht!

+++++ Fit in den Frühling +++++

Neu – Personenwaage XL

Die Waage verfügt über eine Tragkraft von bis zu 320 kg (700 lbs) und eine Genauigkeit von 0,1 kg (0,2 lb). Gewogen werden kann in Kilogramm, Pfund (lb) oder Stone (st). Die Auswahl Taste dazu befindet sich auf der Rückseite der Waage. Mit einer Breite von 50 cm bietet die Waage eine deutlich verbreiterte Trittpläche und sichert so einen festeren Stand. Die Waage hat eine deutliche, weibliche Sprachausgabe, welche auch ausgeschaltet werden kann. Der Schiebeschalter dazu befindet sich ebenfalls auf der Unterseite der Waage. Zusätzlich zur Sprachausgabe wird das Messergebnis auf dem extra großen LC-Display angezeigt (Höhe der Ziffern: ca. 4 cm).

Die Bedienung der Waage ist sehr einfach. Durch das Betätigen des Aktivierungsschalters auf der Vorderseite der Waage wird diese angeschaltet. Das Gerät sagt „Hallo, guten Tag“. Nach einem kurzen Moment meldet sich die Waage mit „Ich bin bereit“. Die Waage kann nun betreten werden. Ist der Wiegevorgang abgeschlossen erscheint im Display für 10 Sekunden das Gewicht und wird zusätzlich angesagt. Wenn Sie die Trittpläche verlassen haben, schaltet sich das Gerät automatisch nach weiteren 10 Sekunden ab.

Eigenschaften:

- Verfügbare Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch
- Maße (LxBxH): 50 x 30 x 5 cm
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Betrieb mit 4 Mikro-Batterien (AA, im Lieferumfang enthalten)

Bestellnummer: 1400644
Preis: 79,90 €



Personenwaage mit Sprachausgabe und vier Speicherplätzen

Diese Personenwaage hat eine Trittpläche aus schwarzem Sicherheitsglas und verfügt über eine deutliche Sprachausgabe. Das Messergebnis wird also nicht nur auf dem gut lesbaren LC-Display angezeigt, sondern auch per Sprachausgabe mitgeteilt. Bei der Sprachausgabe können Sie zwischen 5 verschiedenen Sprachen auswählen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch oder Russisch. Die Lautstärke ist regulierbar und die Sprachfunktion kann auch ganz ausgeschaltet werden. Die Knöpfe zur Auswahl der Sprache und der Lautstärke befinden sich auf der Unterseite der Waage.

Die Waage verfügt über einen Wiegebereich von bis zu 150 kg Tragkraft und hat eine 100-g-Einteilung. Das Gewicht wird in kg angezeigt (bei englischer Sprachwahl ist auch die Einstellung auf Pfund oder Stone möglich).

Stellen Sie die Waage auf einen ebenen, festen Boden (möglichst nicht auf einen Teppich) und aktivieren Sie, durch ein kurzes aber deutliches Tippen mit dem Fuß, den Erschütterungssensor. Es ertönt ein Piepton und ein kurzer Selbsttest wird durchgeführt, dann hören Sie die Ansage: Das Gerät ist betriebsbereit. Die Anzeige zeigt 0,0 kg an. Stellen Sie sich auf die Waage und die Messung beginnt. Nach Abschluss des Wiegevorgangs wird das Gewicht angesagt und angezeigt. Wenn Sie die Trittpläche verlassen haben, schaltet sich die Waage nach ca. 10 Sekunden automatisch aus, dabei ertönen zwei kurze Pieptöne als Signal. Bis zur automatischen Ausschaltung der Waage bleibt auch das Messergebnis im Display sichtbar. Die Ziffern haben eine Höhe von 33 mm, das Display ist blau hinterleuchtet. Die Waage verfügt über 4 Speicherplätze, die mit den Tasten 1 bis 4 direkt aufgerufen werden können. Diese Tasten befinden sich rechts neben dem Display und sind gut fühlbar. Wenn Sie Ihr Gewicht abspeichern möchten, so warten Sie auf die Ansage, dass die Waage betriebsbereit ist und drücken dann die entsprechende Speichertaste. Die Nummer des Speicherplatzes wird angezeigt und angesagt. Nach dem Wiegevorgang wird das Gewicht automatisch abgespeichert. Das vorige Messergebnis wird dabei überschrieben. Wenn Sie Ihr Messergebnis aufrufen wollen, drücken Sie die gewünschte Speicherplatz-Taste, wenn die Waage ausgeschaltet ist. Es werden der Speicherplatz sowie das gespeicherte Messergebnis angezeigt und angesagt. Danach wird der Selbsttest durchgeführt und die Waage ist für eine neue Messung bereit.



Eigenschaften:

- Abmessungen Waage: ca. 34 x 35 cm
- Abmessungen Trittpläche: ca. 34 x 28 cm
- Höhe: ca. 2 cm
- Farbe: Schwarz
- Betrieb mit drei Mikro-Batterien (AA, im Lieferumfang enthalten)

Bestellnummer: 1400641

Preis: 49,90 €

Balltrainer Universal

Dieser Balltrainer bietet vielseitige Möglichkeiten im Bereich Fußball- oder Goalballtraining. Durch das einfache und stufenlose Einstellen des Hüftgurtes und des Seils kann das Training sofort beginnen. Es können Bälle unterschiedlicher Größe und Art per Klettband-System verwendet werden. Ballannahme, Schusstechnik, Torwart-Technik und Verbesserung des Gleichgewichts sind nur einige der Trainingsmöglichkeiten.

Eigenschaften:

- Material: Neopren
- Ballhalterung: Klettverschluss mit Kunststoffschnalle
- Gurtlänge: 80 - 100 cm
- Seillänge: 80 - 150 cm
- Gewicht: 106 g
- Farbe: Schwarz

Bestellnummer: 1920047

Preis: 24,90 €



Therapieball mit Gummiband

Das ist wirklich einmal etwas anderes - ein Fitnessball mit Gummiband! Und so einfach geht's: Sie binden sich die Schnur des Balls um den Bauch, und los geht's. Wie schnell, das bestimmen Sie selbst. Der Ball am Gummiband kommt genauso schnell zurück, wie Sie ihn wegwerfen. Also ein ideales Fitnessgerät für Blinde und Sehbehinderte, denn die Suche nach dem Ball entfällt.

Eigenschaften:

- Durchmesser: ca. 18 cm
- Material: Neopren
- Gewicht: 120 g
- Farbe: mehrfarbig (Neonfarben)

Bestellnummer: 1920060

Preis: 19,90 €



Gymnastikball

Im Innern des aufblasbaren Gummiballs befinden sich kleine Schellen, sodass Sie seine Bewegungsrichtung akustisch verfolgen können. Der Ball ist auch für Wasserspiele geeignet.

Eigenschaften:

- Durchmesser: 16 cm
- Umfang: 51 cm
- Material: PVC
- Gewicht: 350 g
- Farben Gelb, Blau, Rot

Bestellnummer: 1920011

Preis: 21,90 €



Ballpumpe mit Nadelventil

Kleine, pflegeleichte Ballpumpe mit auswechselbarem Nadelventil. Farbe Schwarz/Weiß.

Bestellnummer: 1920065

Preis: 9,90 €

Schrittzähler mit Sprachausgabe und Panikalarm

Der Schrittzähler sagt Ihnen auf Knopfdruck die zurückgelegte Strecke, die Zeit, die Sie für die Strecke benötigt haben, die Anzahl der gelaufenen Schritte sowie die verbrannten Kalorien an (4 Funktionen). Sie haben auch die Möglichkeit, den Schrittzähler so einzustellen, dass die einzelnen Funktionen nach Ablauf einer bestimmten Zeit automatisch angesagt werden. Um exakte Angaben zu erhalten, speichern Sie Ihre Schrittlänge und Ihr Gewicht vorher im Gerät ab.

Im Gegensatz zu anderen Schrittzählern, kann dieser Schrittzähler zwischen Schritten, die Sie beim Jogging/Walking und "normalem Umhergehen" machen und Schritten, die aus anderen Bewegungen (Auf- und Abbewegungen des Körpers) resultieren unterscheiden. So entstehen bei der Angabe der zurückgelegten Strecke, der dazu benötigten Zeit und den dabei verbrannten Kalorien keine falschen Ergebnisse, da dafür nur die Schritte, die beim Jogging/Walking und "normalem" Gehen gemacht werden zugrunde gelegt werden. Nur bei der Schrittzahl wird die Gesamtzahl der Schritte aus Jogging/Walking/Gehen und anderen Körperbewegungen angegeben.

Der Schrittzähler verfügt über einen Panikalarm. Dieser wird durch das Herausziehen eines kleinen Stiftes aktiviert. Der Stift befindet sich seitlich im Gehäuse und ist mit der Trageschleife verbunden. Sobald der Stift wieder in das Gehäuse eingesetzt wird, verstummt der Alarm.

Des Weiteren hat der Schrittzähler noch eine Uhr mit Sprachausgabe und Alarmfunktion. Der Schrittzähler verfügt über ein Display und einen Lautsprecher. Über den Befestigungsclip am Gehäuse kann das Gerät auch am Gürtel getragen werden.

Eigenschaften:

- Material: Kunststoff
- Maße (LxBxH): 80 x 57 x 34 mm
- Gewicht: 59 g



- Farbe: Off-White
- Batteriebetrieb durch 4 Knopfzellen (AG13, im Lieferumfang enthalten)

Bestellnummer: 1921105

Preis: 26,90 €

Digitaler Kraftmesser

Ein kräftiger Händedruck vermittelt Selbstvertrauen und Zuversicht. Durch ein Training mit dem digitalen Kraftmesser können auch Sie bereits nach kurzer Zeit einen kräftigen Händedruck erhalten. Denn mit dem Kraftmesser trainieren Sie Ihre Hand- und Unterarmmuskulatur.

Das Gerät ermittelt Ihre Kraft in Kilogramm. Wenn Sie den Kraftmesser betätigen wird je nach vorheriger Einstellung entweder die Gesamtkraft aller Betätigungen (max. 9999,9 kg), die Anzahl der Betätigungen (max. 999 Betätigungen), oder die Kraft der aktuellen Betätigung (max. 50,45 kg) angesagt. Die Einstellung erfolgt über 4 Schieberegler an der Oberseite des Gerätes. Hier können Sie die Sprachausgabe auch ausstellen.

Parallel dazu zeigt das Display die aktuelle Kraft und die Anzahl der Betätigungen an sowie die Gesamtkraft bzw. die maximale Kraft. Das Umschalten vom "Maximalkraftmodus" zum "Gesamtkraftmodus" erfolgt mit der "Mode-Taste". Wenn Sie die Talking-Taste betätigen, wird Ihnen die Gesamtkraft oder die maximale Kraft angesagt. Wenn Sie die Talking-Taste etwas länger gedrückt halten, wird Ihnen die ganz Displayanzeige angesagt. Mit der Taste "Clear" können Sie die Anzeige im Display löschen.

Eigenschaften:

- Messbereich: von 4 kg bis maximal 50,45 kg
- Material: Kunststoff
- Maße (LxBxH): ca. 16 cm x 13 cm x 2,8 cm
- Farbe: Weiß mit orangefarbenen Elementen
- Batteriebetrieb: 2 x Mignon-Batterie (AAA, im Lieferumfang enthalten)

Bestellnummer: 1921200

Preis: 19,90 €



+++++ BlindShell-News +++++

Seit Ende letzter Woche ist das neue Software-Update 518 für das BlindShell Classic2 verfügbar. Es beinhaltet kleinere Fehlerbehebungen und Verbesserungen.

Achten Sie darauf, dass Sie immer die aktuellste Software auf Ihrem Classic2 haben!

Hier noch einmal die schrittweise Anleitung für ein Software-Update:

1. Sie benötigen für das Software-Update unbedingt einen W-LAN Zugang.

2. Navigieren Sie in Einstellungen auf den Punkt 9 von 10, System-Update.
3. Bestätigen Sie diesen Punkt mit der Anrufen-Taste.
4. Sie stehen gleich auf dem Punkt Aktualisierungen Überprüfen 1 von 1.
5. Bestätigen Sie diesen Punkt mit der Anrufen-Taste.
6. Das Classic2 meldet ob eine neue Version verfügbar ist oder ob sich das Gerät auf dem aktuellen Stand befindet.
7. Ist ein Update verfügbar, können Sie sich die Neuerungen ansagen lassen, indem Sie mit den Navigationstasten einen Schritt nach unten ausführen, und diesen dann mit der Anrufen-Taste bestätigen.
8. Kehren Sie dann mit der Auflegen-Taste einen Schritt zurück und navigieren Sie einen weiteren Schritt nach unten auf den Punkt Update herunterladen.
9. Bestätigen Sie diesen Punkt mit der Anrufen-Taste.
10. Das Classic2 lädt nun das Update vom Server des Herstellers herunter. Sie können den Fortschritt anhand der Ansage des Prozentwertes verfolgen.
11. Ist das Update vollständig geladen, so fragt das Classic2 nach, ob das Update installiert werden soll.
12. Bestätigen Sie diesen Punkt mit der Anrufen-Taste.
Das Update wird nun automatisch installiert und das Gerät führt einen Neustart durch.
Nach dem Neustart können Sie mit dem Classic2 wieder ganz normal arbeiten.

Sie haben das Update erfolgreich durchgeführt.

+++++ Stream3 News +++++

Aufgrund vieler Nachfragen über den neuen Victor Reader Stream3, möchten wir hier zwei Infos an Sie weiterleiten

Die deutsche Bedienungsanleitung soll im Zuge des ersten Software-Update innerhalb des ersten Quartales 2024 aufgespielt werden.

Dann wird es möglich sein, durch einen langen Druck auf die Zifferntaste 1 die Anleitung ein- und auszuschalten.

So wie es der Stream3 auch selbst erklärt.

Aktuell haben wir für Sie die vollständige, deutsche Bedienungsanleitung als Text-Datei auf die Geräte gespeichert, die dann im Text-Modus bequem abgespielt werden kann.

Zusätzlich liefern wir mit dem Stream eine Audio/ Daten-CD, die zum einen eine gesprochene Schnellanleitung, sowie die vollständige Bedienungsanleitung im docx- und PDF-Format enthält.

Ab dem ersten Software-Update sollen auch Audible-Inhalte über den Stream3 abgespielt werden können.

Hierfür wird dann wohl das AudibleSync-Programm für den PC nötig sein, um die geschützten Audiodateien von Audible für den Stream3 aufzubereiten.

Hier der Link zu dem Programm:

Ihr DHV-Team

Deutscher Hilfsmittelvertrieb gem. GmbH
Bleekstr. 26
30559 Hannover

Telefon: 0511 95465-0

Telefax: 0511 95465-37

E-Mail: info@deutscherhilfsmittelvertrieb.de

Verkauf Blista Marburg

Telefon 06421 6060

Telefax 06421 606259

E-Mail: info@blista.de